

お客様各位

2024年5月  
株式会社ニッポン・ジーン

## 「CLEAR STAIN Blue」規格変更および価格改定のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「CLEAR STAIN Blue」の製品規格変更および希望納入価格の改定を実施いたしますので、ご案内申し上げます。

何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

## 対象製品

下記対象製品につきまして、2024年6月1日以降の受注分より、希望納入価格の改定を実施いたします。

## ■CLEAR STAIN Blue (120 ml)

2024年5月31日受注分まで

2024年6月1日以降

品名	Code No.	包装単位	(旧)希望納入価格	(新)希望納入価格
CLEAR STAIN Blue	312-08491	120 ml	9,000円(税別)	13,000円(税別)

## ■Dr. ジーン 9 アガロースゲル電気泳動セット

(構成品に『CLEAR STAIN Blue (120 ml)』を含む)

2024年5月31日受注分まで



2024年6月1日以降

品名	Code No.	包装単位	(旧)希望納入価格	(新)希望納入価格
Dr. ジーン 9 アガロースゲル電気泳動セット	315-08481	1 Set (6班用)	13,000円(税別)	17,000円(税別)

## 変更内容

&lt;変更前&gt;



&lt;変更後&gt;



外観	青色溶液 	→	緑色～ 青色溶液 (沈殿物あり) *使用の際は よく攪拌する	
染色時間	10分間	→	30分間以上	
撮影のための 脱色方法	2時間から一晩、常温の 水につける	→	水につけたまま常温で2時間、 または冷蔵で一晩置く	

## 変更時期

規格変更後の製品は、2024年6月頃の出荷を予定しております。

## 電気泳動写真

	<変更前>		<変更後>
撮影条件	10分染色 2時間脱色	→	30分染色 2時間脱色
電気泳動写真 (1% Agarose ゲル)		→	

	<変更前>		<変更後>
撮影条件	10分間染色 18時間脱色	→	30分間染色 18時間脱色
電気泳動写真 (1% Agarose ゲル)		→	

変更後は、染色に30分間を要しますが、2時間の脱色で撮影してバンドが確認できる泳動像が得られます。

## お問い合わせ先

株式会社ニッポンジーン  
研究試薬部 学術営業課  
E-mail: info@nippongene.com  
TEL: 076-451-6548 (平日9:00-12:00, 13:00-17:00)

以上