

# Charomid 9-20 DNA

## I. 製品説明

本品は、λ ファージベクターの高いクローン化効率を保持しながら、クローン化可能な 9 つの制限酵素切断部位を持ち、さらにプラスミドベクターへのサブクローニングを行わずに、Charomid ベクター上のスペーサーフラグメントを除去するだけでサブクローニングできるクローニングベクターです。

## II. 保存

-20°C

## III. 起源

Charomid 9-20 を保持した *E.coli* DH1

## IV. 全長

全長: 19.7 kbp

スペーサー (2,047 bp) 数: 7

挿入可能な DNA サイズ(kbp) : 18~32

## V. 形状

10 mM Tris-HCl (pH 8.0)

1 mM EDTA

## VI. 品質試験

- 1) ヌクレアーゼコンタミ試験
- 2) 制限酵素切断試験
- 3) 形質転換試験

## VII. 備考

- ・ 使用例など詳しくはニッポンジーンのホームページを参照して下さい。  
<http://nippongene.com/>
- ・ Charomid ベクターは、Imperial Cancer Reserch Fund が、その全権利を有するクローニングベクターです。
- ・ Charomid 9-20 DNA はベクターのみが二量体の状態でパッケージングされるので、脱リン酸化処理が必要です。

本品は、試薬(試験研究用)として販売しているものです。  
医薬品の用途には使用しないでください。