

## 梱包箱の中身を確認してください

このたびは、『Dr. ジーン 2 アガロースゲル電気泳動キット』をご購入いただき誠にありがとうございます。製品が到着しましたら、以下のチェックリストを参考にキット添付品が揃っているか確認してください。

### 1. キットが届きます

室温保存可能なキット添付品が段ボール箱の中に、冷凍保存必要なキット添付品がドライアイス入りの発泡スチロール箱の中に入っています。

### 2. 発泡スチロール箱を開封します

発泡スチロール箱の中にドライアイスが残っていれば問題なく輸送されています。

キット内容	数量	備考
試薬セット①		<u>-20℃保存</u>
<input type="checkbox"/> ラムダ DNA	6 本	} ×1 箱
<input type="checkbox"/> Hind III 酵素液	6 本	
<input type="checkbox"/> Pvu II 酵素液	6 本	
<input type="checkbox"/> コントロール用バッファー	6 本	
試薬セット②		<u>-20℃保存</u>
<input type="checkbox"/> ローディングバッファー	6 本	} ×1 箱
<input type="checkbox"/> 分子量マーカー	6 本	

※キット添付品を取り出した後の発泡スチロール箱は、実験中のウォーターバスの代わりとして使用することもできます。

### 3. 室温保存品（試薬）を確認します

キット内容	数量	備考
<input type="checkbox"/> 50×TAE	100 ml×1 本	室温保存
<input type="checkbox"/> Stains-All（粉末）	6 本(袋)	室温保存（遮光）
<input type="checkbox"/> ホルムアミド	120 ml×1 袋	室温保存（遮光）
<input type="checkbox"/> イソプロパノール	300 ml×1 本	室温保存
<input type="checkbox"/> アガロース S	5 g×1 本	室温保存

### 4. 室温保存品（器具）を確認します

キット内容	数量	備考
<input type="checkbox"/> 1.5 ml チューブ（黄色）	12 本×1 袋	室温保存
<input type="checkbox"/> 1.5 ml チューブ（水色）	12 本×1 袋	室温保存
<input type="checkbox"/> 1.5 ml チューブ（透明）	12 本×1 袋	室温保存
<input type="checkbox"/> チューブ立て	12 個×1 袋	室温保存 紙製チューブ立てです。箱型に組み立てて 使用します。
<input type="checkbox"/> フロート	6 個×1 袋	室温保存 12 穴の発泡ポリエチレン製プレート(スポ ンジ板) です。

### 5. マニュアルをダウンロードします

実験マニュアルは本品に添付しておりません。ニッポンジーンのホームページより PDF ファイルをダウンロードしてご確認ください。

<http://www.nippongene.com/siyaku/> の検索窓に

「318-05431」と入力