

RNase A (100mg/ml)

I. 製品説明

本品は *GM quicker* シリーズ の構成成分である「RNase A (100 mg/ml)」と全く同じものです。 *GM quicker* に使用する場合は、プロトコールに従ってそのままご使用下さい。

II. 保存

室温

長期保存する場合は冷蔵 (2~8°C) もしくは冷凍 (-20°C) で保存してください。

III. 起源

Bovine Pancreas

IV. 純度

本酵素 0.3 µg と 1 µg の λDNA および pBR322 DNA を 30 µl 反応液中 (RNase A 終濃度: 1 mg/ml) で 37°C、5 時間反応させてもアガロースゲル電気泳動のパターンに変化は認められない。

V. 注意

- ・ 開封後は DNase のコンタミネーションに十分注意してください。
- ・ 本品は大変高濃度なため、*GM quicker* 等での DNA 抽出時以外に使用する場合には、添加量にご注意いただくか、下記製品の使用をお奨めします。

Code	製品名
313-01461	Ribonuclease (DNase free) Solution
312-01931	Ribonuclease (DNase free) Glycerol Solution

本品は、試薬(試験研究用)として販売しているものです。
医薬品の用途には使用しないでください。