

# 調製液の 受託製造サービス

～ 研究用途・商業用途の製造を承ります ～

(株)ニッポンジーンが35年以上にわたって培ってきた製造ノウハウを生かし、ご指定の組成、規格、容量の調製液を製造いたします。更に、ご希望に合わせた環境下での製造（例：アニマルフリー、クリーンルーム）や、無菌試験、薬局方等に準じた品質検査にも対応いたします。

## 特長

- 必要な品質試験を実施し規格をクリアした製品を供給
- スモールスケールからラージスケールまで対応
- 無菌試験にも対応
- 様々な用途に応じた調製液の製造やOEM供給も可能

ご相談  
お見積り依頼

お見積り

ご注文

製造  
品質検査

納品

## ● 概要 ～ご要望にお応えします～

調製容量	1バッチあたり 数 mL ～ 500 L
分注様式	容量、本数、ボトルサイズ、ボトル形状など
滅菌処理	フィルター滅菌 (0.1 μm など)、オートクレーブ滅菌
ラベル	サイズ、形状、デザイン、記載項目など
品質マネジメントシステム	ISO 9001

## ● オプション ～ご相談ください～

製造環境	クリーンルーム (クラス10,000)	クリーンブース等の併用により、さらにクリーン度の高い環境にも対応可能
	アニマルフリールーム	動物由来原料の持ち込みが禁止された環境
試験・検査 *一部試験は外部機関に委託	性状試験(外観)	無菌試験
	pH 値	エンドトキシン試験
	DNase 試験、RNase 試験	純度試験
	重量測定	定量試験
品質保証	原料管理	製造管理
	衛生管理	トレーサビリティ
	作業管理	設備管理
	工程管理	その他



# 調製液の受託製造サービス ～ ご相談・お見積り依頼フォーム ～

ご記入日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

ご所属			
部署名			
お名前			
ご連絡先	TEL _____ FAX _____	E-mail _____	
調製液名	例: 1 M Tris-HCl (pH 8.3)		
組成・ その他仕様	例: 1 mol/L Tris-HCl, pH 8.3±0.1 (25°C)、0.22μm フィルターろ過	容量	例: 500 mL
		本数	例: 10本
		容器	ご指定のない場合は当社で設定いたします。 <input type="checkbox"/> プラスチック容器 <input type="checkbox"/> ガラス瓶 <input type="checkbox"/> その他 _____
		滅菌処理	ご指定のない場合は当社で設定いたします。 <input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> フィルター滅菌 <input type="checkbox"/> オートクレーブ滅菌 <input type="checkbox"/> その他 _____
調製方法	別添資料、調製法指示等の有無 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 _____		
	試薬原料指定の有無 例: 試薬特級 (ご指定のない場合は当社で設定いたします) <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 _____		
	品質試験項目 例: DNase試験、RNase試験、pH値試験、電気泳動試験 <input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> 要 _____		
継続性	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 _____ 回/年		
自由記入欄	その他、ご要望やご相談事項などご記入ください。		

▶ 価格、納期などをお見積りいたします。下記販売店の営業担当者にお渡し下さい。

製造元 **株式会社ニッポンジーン**

〒930-0834 富山市問屋町二丁目7番18号  
TEL: 076-451-6548 FAX: 076-451-6547  
URL: <https://www.nippongene.com>

販売元 **富士フイルム 和光純薬株式会社**

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL: 06-6203-3741 (代表)  
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL: 03-3270-8571 (代表)  
フリーダイヤル 0120-052-099 フリーファックス 0120-052-806

